



OnTrak

90227



OnTrak, la Nouvelle Evolution de la Mapa de Spacelabs Healthcare



De la vigilance en toute confiance

OnTrak est le fruit de plus de quarante ans d'expertise dans la recherche et le développement de l'enregistrement de la pression artérielle ambulatoire.

L'enregistreur de pression artérielle ambulatoire OnTrak de Spacelabs a été testé de façon approfondie et validé conformément aux trois protocoles internationaux reconnus, vous rassurant et renforçant ainsi votre confiance lors de l'évaluation de l'hypertension d'un patient.

PROTOCOLE	VALIDÉ
AAMI/ANSI/ISO 81060* (adultes et enfants)	✓
British Hypertension Society (Société Britannique d'Hypertension)	A/A
European Society of Hypertension (Société Européenne d'Hypertension)	✓

Facilité d'utilisation

- Le grand écran couleur 2,4" facilite la programmation en fournissant un contrôle total du fonctionnement.
- Le protocole, le mode Pédiatrique et la pression initiale de gonflage maximale peuvent être définis sur l'unité.
- Surveillez votre patient jusqu'à 7 jours ou 300 lectures avec seulement deux batteries AA.
- Le réglage du mode Confort contrôle la pression initiale de gonflage, réduisant l'anxiété du patient et améliorant ainsi la compliance.

Prise en charge optimale de l'hypertension grâce à **OnTrak**

Solutions flexibles

Sentinel est le système de gestion des informations de cardiologie de Spacelabs Healthcare qui fournit, lorsqu'il est associé à OnTrak, une solution évolutive pour tous vos besoins d'analyse et d'examen de l'hypertension.

- Associez-le à une version autonome de Sentinel sur votre PC pour une simplicité d'analyse et de stockage.
- Optez pour un petit système réseau basé sur le Web permettant le téléchargement et la consultation sur plusieurs postes de travail. Idéal pour les petits cabinets.
- Pour les systèmes basés sur la recherche clinique à l'échelle d'un groupe, ou lorsque des données doivent être téléchargées à distance, Sentinel peut être étendu pour devenir une solution Web à l'échelle d'un organisation.

Commodité

- Petit et léger.
- La sortie micro USB standard permet de se connecter à n'importe quel PC Windows.
- OnTrak peut également être configuré via l'écran de l'enregistreur.
- Imprimez directement depuis n'importe quelle imprimante Pictbridge sans recourir à un logiciel supplémentaire.



Confort et compliance du patient

Le confort du patient est important pour garantir un bon niveau de compliance de sa part et une série de résultats de grande qualité. Pour y parvenir, OnTrak est équipé d'un large éventail d'options de port et de brassard.

- Transportez les étuis grâce à la ceinture ou à la sangle d'épaule.
- Brassards du patient confortables avec auto-applicateur intégré.

Protèges-brassards pour protéger les brassards et offrir un confort exceptionnel au patient.





* Exclut la clause 5.2.6 — Le dispositif 90227 est contre-indiqué pour être utilisé avec des équipements d'épreuves d'effort.