



# GL5.2

## Lève-personnes mobile

**– facilite les transferts et réduit le risque de lésions du dos chez les soignants, tout en améliorant le confort et la sécurité du soignant comme de l'utilisateur**

Les lève-personnes mobiles GL5.2 placés au sol sont des alternatives aux appareils de levage fixés au plafond de la gamme de produits Guldmann.

Le lève-personnes GL5.2 est disponible en deux versions, avec des capacités de levage respectives de 155 et 205 kg. Ces deux modèles possèdent un système de

levage électrique et sont réglables en largeur afin de faciliter l'accès à une chaise ou une baignoire et le levage à partir du sol.

### **Levage et descente vers et depuis le sol**

Le GL5.2 permet de lever directement la personne depuis le sol pour la placer dans un fauteuil ou un lit. Cela fait du GL5.2 une solution idéale pour lever une personne lorsqu'il n'y a pas de module monté au plafond.

### **Levage et descente vers et depuis le lit**

Le GL5.2 permet de transférer efficacement une personne dans et hors de

son lit. La hauteur de levage permet de positionner l'utilisateur bien au milieu du lit ou dans un fauteuil roulant.

### **Levage de charges lourdes :**

Avec une capacité de 205 kg, le GL5.2 peut lever les patients bariatriques.

### **Levage horizontal**

Grâce au design avancé de la hauteur et de l'amplitude de levage, le GL5.2 est adapté au levage horizontal avec des accessoires de style brancard de Guldmann.



### Les caractéristiques du GL5.2

- Faible amplitude de descente – levage possible directement au sol
- Grande amplitude de descente – levage facile des utilisateurs de grande taille dans des harnais
- Flexibilité – avec les types de harnais/ accessoires appropriés, le GL5.2 peut répondre à tous les besoins de transfert et de manutention
- Simplicité – Facile d'utilisation pour les personnes de toutes tailles
- Sécurité – le GL5.2 est résistant, stable et fiable – conçu pour un usage intensif dans des environnements professionnels
- Fiabilité – le GL5.2 est doté d'un témoin de surcharge et de niveau de batterie sur 3 intervalles :
  - Faible 0 - 25 %
  - Moyen 25 - 50 %
  - Élevé 50 - 100 %Signal sonore lorsque l'autonomie de la batterie est faible et atteint environ 25 %.
- Témoin lumineux lorsqu'une maintenance est nécessaire.
- Vérins résistants, silencieux et rapides Linak
- Design moderne – possibilité de chargement embarqué ou non, pour s'adapter aux environnements d'utilisation du GL5.2.
- Polyvalence – le GL5.2 s'adapte facilement à un large éventail de situations de transfert et de manutention tout en offrant ergonomie et sécurité au soignant et à l'utilisateur.

| Time to care |

**V. Guldmann A/S**  
Tél. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

**Guldmann Sarl**  
Tél. +33 145 54 78 36  
Fax +33 145 57 10 52  
france@guldmann.com  
www.guldmann.fr