

## ARMOIRE DE SÉCURITÉ SOUS PAILLASSE 90MIN

Armoire pour produits inflammables



### ■ Points forts du produit

- Armoire de sécurité sous paillasse avec une résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC
- Armoire idéale pour le stockage de produits inflammables
- Existe en différents volumes de 30 à 60 L

Livraison 4 à 6 sem. Garantie 1 an



Certifié EN



### Description technique

Armoire de sécurité sous paillasse répondant à la norme EN 14470-1 et FM 6050.

Elle est résistante au feu de 90 minutes et testée jusqu'à 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.

Armoire sous paillasse parfaite pour le stockage de produits inflammables.

Petite armoire de sécurité idéale pour les laboratoires, etc...

#### Conformité :

- Armoire sous paillasse testée et homologuée aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1.
- Testée et homologuée à la norme FM 6050.
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC.
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1.

#### Caractéristiques :

- Parois extérieures acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé.
- Bacs de rétention en partie basse.
- Points de fixation pour mise à la terre.
- Orifice de ventilation pour raccordement à une ventilation.
- Portes à fermeture automatique et à clé avec joints de porte thermodilatants.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible.

Armoire de fabrication Française.

#### Données par référence :

Référence 17.0231.01

- Types de portes : battantes
- Fermeture de(s) porte(s) : automatique
- Nombre de compartiment(s) : 1
- Sur-étagère(s) en PVC : option
- Bac(s) de rétention en PVC : option
- Caillebotis : option
- Charge admissible : 30

Voir en ligne Armoire de sécurité sous paillasse 90min

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Référence 17.0231.02

- Types de portes : battantes
- Fermeture de(s) porte(s) : automatique
- Nombre de compartiment(s) : 1
- Sur-étagère(s) en PVC : option
- Bac(s) de rétention en PVC : option
- Charge admissible : 50

**CONSEILS D'EXPERTS**

Il est vivement recommandé d'ajouter un caisson de ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité.

Le caisson va permettre d'extraire les vapeurs stagnantes contenues de votre armoire.

Il existe différents types de caisson :

- Les caissons de ventilation,
- Les caissons à filtration moléculaire.

**Les caissons de ventilation**

Il est équipé d'un ventilateur qui va aspirer les vapeurs toxiques qui se dégagent de l'armoire et les rejeter à l'extérieur. Vous pouvez aussi y rajouter un petit filtre à charbon actif si besoin.

Dans le cas où vous n'auriez pas la possibilité de rejeter les vapeurs en extérieur, vous pouvez vous diriger vers un caisson de filtration.

**Les caissons à filtration moléculaire**

Un caisson de filtration est équipé d'un filtre à charbon actif permettant de purifier toutes les vapeurs toxiques émanant du caisson et de les rejeter dans la pièce de manière saine.

Le filtre à charbon actif doit être choisi selon les produits stockés dans l'armoire et il devra ensuite être changé tous les ans.

\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	PRODUITS À STOCKER	RÉSISTANCE AU FEU	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	NBRE DE COMPARTIMENTS	NBRE D'ÉTAGÈRES	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	CHARGE ADMISSIBLE (KG)	NBRE DE PORTES
17.0231.01	Liquides inflammables	90 minutes	635 x 570 x 630	490 x 285 x 420	1	1	1	30	20	30	1 battante
17.0231.02	Liquides inflammables	90 minutes	1137 x 570 x 630	1000 x 285 x 420	1	1	1	60	41	30	2 battantes

Voir en ligne Armoire de sécurité sous paillasse 90min

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)