

Masque jetable le moins cher EN14683

Reference: P8660

Retrouvez chez Drivecase des **masques jetables pas cher** avec une livraison rapide. Ces masques sont vendus dans le cadre de la recommandation (UE) 2020/403 de la commission du 13 mars 2020 relative aux procédures d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente la COVID-19.

Masque chirurgical destiné aux gestes barrières et à la protection. Ce produit est un **masque protection jetable** au BFE de 95%.

Ses avantages :

- Masque jetable pas cher
- Léger et ajustable avec élastiques latéraux
- BFE \geq 95% (recommandation UE: BFE \geq 70%)
- Respirabilité $>$ 8 l / min
- Pression différentielle $<$ 40 Pa / cm
- Norme CE EN 14683:2019
- **Boîte et notice en français**

Il faut savoir que les **masques de protection** sont devenus un équipement de protection individuelle (EPI). Le code du travail impose aux entreprises de fournir des masques à leurs employés afin de garantir leur protection. Afin d'équiper votre personnel, Drivecase vous propose des **masques jetables pas cher**. Ces masques jetables à prix minis sont disponibles sur notre site à partir de 0,09 centimes d'euros le masque. Ces masques aux prix attractifs sont livrés sous des délais rapides, à savoir 3 à 5 jours ouvrés.

Le masque proposé est-il un masque chirurgical ?

Le masque que l'on vous propose est en effet un masque chirurgical. Un masque chirurgical protège celui qui le porte mais aussi la personne d'en face en stoppant la projection de gouttelettes. Le masque est normé CE EN 14683

Un long travail de sourcing pour obtenir un masque pas cher

Notre prix bas s'explique par le fait que notre équipe réalise un sourcing quotidien afin de trouver des fournisseurs de qualité aux prix les plus bas du marché. De plus, notre société achète en très gros volume, ce qui nous permet de vous proposer un prix attractif. Notre objectif est de vous proposer le masque jetable le moins cher du marché, tout en assurant une qualité optimale. En effet, ce masque détient la norme EN14683 garantissant sa conformité en tant que masque chirurgical.

Comment utiliser ce masque jetable chirurgical

Commencez tout d'abord par vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Vérifiez si votre masque de protection ne comporte pas de trou. Étendez votre masque au maximum et enfiler-le, la barrette nasale doit être placée en haut. Ajustez la barrette afin que celle-ci prenne la forme de votre nez. Tirez ensuite le bas du masque, il doit recouvrir votre bouche et votre menton. Veuillez par la suite ne plus toucher votre masque jusqu'au moment de le retirer.

Pour retirer votre masque de protection, lavez-vous les mains et touchez uniquement les élastiques du masque. Le masque doit être mis directement à la poubelle sans que celui-ci puisse avoir un contact avec d'autres surfaces. Une fois jeté, lavez-vous de nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou du désinfectant.

Les masques jetables doivent être changés toutes les 4 heures. Ce type de masque ne doit pas être réutilisé, il est à usage unique.

Comment choisir son masque de protection respiratoire jetable pas cher ?

Le choix d'un masque de protection jetable pas cher dépendra de votre milieu professionnel et du nombre de personnes avec qui vous serez en contact quotidiennement. Le masque proposé ici est destiné au grand public n'étant pas en contact avec des cas de COVID-19.



Couleur: Bleu ciel