



Le LoopHEAR™ est une boucle d'induction mobile utilisable dans tous les lieux publics et professionnels. Il s'adresse à l'ensemble des personnes malentendantes appareillées ou non.

Pour les personnes appareillées, il génère un champ électromagnétique qui est capté par la prothèse auditive en position T.

Pour les personnes non appareillées, il permet de bénéficier d'une conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.

Arrêté 01 août 2006: « Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par moyens adaptés aux différents handicaps ».

### CARACTERISTIQUES

- Le LoopHEAR™ peut être utilisé de façon mobile ou fixe
- Microphone intégré ou déporté
- Interrupteur On / Off
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Indicateur d'émission champs magnétique
- Volume de l'écouteur additionnel réglable

### ACCESSOIRES INCLUS

- Micro sur pied (prise jack 3.5mm)
- Ecouteur additionnel pour les non-porteurs de prothèses auditives ou pour les utilisateurs de prothèses auditives qui ne possèdent pas de position T.
- Batterie rechargeable NiMH
- Adaptateur secteur 9VDC

### TECHNIQUE

- Batterie NiMH incluse
- Durée de la batterie :
  - 8 heures en utilisation
  - 2 jours si le LoopHEAR™ est en veille
  - 4 mois si le LoopHEAR™ est éteint
- Adaptateur secteur
- Poids : 710 g
- L x H x P = 25 x 22 x 7
- Livré dans une boîte de transport