

Agitateurs horizontaux pour les sacs de plaquettes "APL-54" et "APL-108"

MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT AVEC VITESSE FIXE R.P.M 66. DÉPLACEMENT LATÉRAL DE 40MM. MODÈLE "APL-54" CAPACITÉ: 54 SACS DE DE PLAQUETTES. MODÈLE "APL-108" CAPACITÉ: 108 SACS DE DE PLAQUETTES.

Agitation constante de sacs de plaquettes pendant de longues périodes de temps.





CARACTÉRISTIQUES

Meuble avec revêtement époxy avec la plate-forme d'aluminium traité, avec supports pour sacs en acier inoxydable. AISI 304. Dispositif programmable de pause d'agitation et redémarrage automatique pour la manipulation de sacs. (30 \pm 90 secondes). Alarme sonore en cas de panne de courant.

Écran LCD, pour signaler l'enregistrement d'incidents: compte le nombre de pannes et de leur durée.

Lorsque le courant est rétabli l'appareil redémarre automatiquement l'agitation.

PANNEAU DE COMMANDES

Bouton multi-commandes pour le réglage de: -Fixer la date et l'heure.

- -Bouton d'arrêt d'agitation pendant 30 secondes.
- -Réinitialisation des alarmes.
 - -Déplacement pour revoir le nombre d'incidents.
- -Programmation du temps d'arrêt de l'agitateur.

MODELOS	Code	Nombre	Capacité	Haut. / Larg. / Prof.	Consom	Voltage	Poids
		d'étagères	sacs	Cm.	W	V	Kg
APL-54	3000980	9	54	40 44 39	50	110 / 230 50/60 Hz	22
APL-108	3000981	18	108	40 84 38	50	110 / 230 50/60 Hz	35



Cabine d'incubation "PLX-IN

POUR AGITATEURS DE SACS DE DE PLAQUETTES "APL-54" CAPACITÉ: 54 SACS DE DE PLAQUETTES. TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 18°C. JUSQU'À 60°C. STABILITÉ ±0.1°C, HOMOGÉNÉITÉ ±0.5°C, ERREUR DE CONSIGNE ±0.3°C, **RÉSOLUTION 0.1°C**

A effet Peltier, sans groupe de compresseur. Silencieux et sans vibrations, de haute précision.

CARACTÉRISTIQUES

Construit en méthacrylate avec porte battante, facilitant l'accès à la zone de travail et la visualisation de l'intérieur de la chambre pendant l'agitation des sacs.

Base en bas en acier inoxydable. AISI 304.

Dispositif de protection avec auto-déconnexion en cas d'ouverture de la porte et de redémarrage automatique en 30 secondes.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur principal de démarrage avec contrôle de température digital.

MODÈLES

Code	Haut. / Larg. / Prof.	Haut. / Larg. / Prof.	Consom	Poids
	(extérieur) cm	(intérieur) cm	w	Kg
3000958	44 63 65	33 60 50	360	38

Sur demande, est fournie à 110V 60Hz.

Note: Pour une bonne conservation des sacs. Il est recommandé de maintenir la température entre 20 et 24 ° C.



Chambre d'incubation PLX-IN, code 3000958 avec l'agitateur APL-54, code 3000980.