



CATALOGUE 2024



**SUBSTANCES
ADDICTIVES**



toda pharma



Laboratoire
Français

Laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les tests de diagnostic rapide

Depuis 2007, le laboratoire Toda Pharma, situé à Strasbourg, œuvre au quotidien dans le but de fournir aux professionnels de santé et aux entreprises, des outils de diagnostic rapide toujours plus fiables et pratiques. Nos produits permettent d'apporter une aide précieuse aux professionnels de la santé dans le domaine du diagnostic et du dépistage de nombreuses pathologies en France et dans le monde entier grâce à nos nombreux partenaires. Notre système de management de la qualité est conforme aux exigences de la norme ISO 13485:2016. Tous nos dispositifs sont marqués CE et sont soumis à des contrôles qualité stricts afin d'assurer des performances optimales et une réelle précision des résultats.


Nos gammes de produits



**Substances
addictives**



**Gynécologie -
Obstétrique**



**Maladies
infectieuses**



**Maladies
tropicales**

Plus d'infos sur le site internet www.todapharma.com

SOMMAIRE

Dépistage de drogue & d'alcool

Test de dépistage des drogues dans la salive Solutions de contre-expertise salivaire	4
Test de dépistage des drogues dans l'urine - format cassette	5
Test de dépistage des drogues dans l'urine - format Cup	6
Test de dépistage du cannabis dans l'urine (3 seuils)	7
Test de dépistage des drogues dans l'urine - test à tremper	8
Ethylotests	9
Les paramètres disponibles pour la personnalisation des tests	10
	11



toda Drugdiag® Saliva innovation

Test de dépistage des drogues dans la salive



CONTENU DE LA BOÎTE
25 tests salivaires
emballés individuellement
1 notice détaillée



**Prélèvement
salivaire**

CARACTÉRISTIQUES

Temps d'interprétation : 5 minutes
Conservation : 2 - 30°C

AVANTAGES DU TEST


+ Test rapide et facile à utiliser +
Apparition des résultats en 5
minutes + Interprétation rapide et
simplifiée + Test non falsifiable

PROCÉDURE D'UTILISATION


Salivation




Étape 1



Attention



Étape 2



Toda Drugdiag Saliva	Drogues détectées, seuil : ng/mL						
	THC	AMP	OPI	BZO	COC	MET/ MDMA	MTD
THC réf. 1041-THC-SAL réf. 1041-SAL-THC-25	● 15						
5+ réf. 1045-SAL réf. 1045-SAL-5	● 15	● 50	● 10		● 10	● 50	
6+ réf. 1046-SAL	● 15	● 50	● 40	● 30	● 20	● 50	
5+ innovation réf. 1045-SAL-E	● 15	● 50	● 10		● 10	● 50	
6+ innovation réf. 1046-SAL-E	● 15	● 50	● 40	● 30	● 20	● 50	

Références : Coffret de 25 tests

Toda Drugdiag Saliva innovation 5 : 1045-SAL-025
Toda Drugdiag Saliva innovation 6 : 1046-SAL-025

Tous les paramètres présents dans
le tableau ci-contre sont disponibles
pour personnaliser les tests selon
votre besoin.

toda Drugdiag® Saliva

Test de dépistage des drogues dans la salive



CONTENU DE LA BOÎTE

- 25 dispositifs emballés
- individuellement
- 1 notice détaillée

Références : Coffret de 5 tests

Toda Drugdiag Saliva THC : 1041-SAL-THC

Toda Drugdiag Saliva 5+ : 1045-SAL-5

Toda Drugdiag Saliva 6+ : 1046-SAL


Coffret de 25 tests

Toda Drugdiag Saliva THC : 1041-SAL-THC-25

Toda Drugdiag Saliva 5+ : 1045-SAL



PROCÉDURE D'UTILISATION



Nos solutions de contre-expertise

Dispositifs de conservation et de transport de la salive pour analyse en laboratoire

toda Xper Diag



CONTENU

- 25 kits individuels :
- 1 solution tampon et
- 1 pince
- 1 notice détaillée

Quantisal



CONTENU

- 25 kits individuels :
- 1 dispositif de prélèvement de salive avec indicateur d'exactitude de volume et 1 tube de transport avec tampon
- 1 notice détaillée

Référence : Coffret de 25 dispositifs : 1046-XPER




Référence : Coffret de 25 dispositifs : QS-0025EX





toda Drugdiag® Cassette

Test de dépistage des drogues dans l'urine - format cassette



CONTENU DE LA BOÎTE

- 8 ou 25 tests format cassette
- emballés individuellement
- pots à urine (optionel)
- 1 notice détaillée



**Prélèvement
urinaire**


CARACTÉRISTIQUES

Temps d'interprétation : 5 minutes
Conservation : 2 - 30°C

AVANTAGES DU TEST

- + Test réalisable en moins d'1 minute
- + Apparition des résultats en 5 minutes
- + Interprétation rapide et simplifiée

PROCÉDURE D'UTILISATION



Références :

Coffret de 8 tests Toda Drugdiag 6 : 1046
Coffret de 8 tests Toda Drugdiag 8 : 1048
Coffret de 8 tests Toda Drugdiag 11 : 10411

Coffret 25 tests Toda Drugdiag unitaire : 1041-
« drogue »

Toda Drugdiag	Drogues détectées, seuil : ng/mL												
	THC	THC150	AMP	BAR	BZO	BUP	COC	MDMA	MET	MTD	MOP	TCA	COT
1 drogue réf. box of 25	● 50 1041 - THC	● 150 1041 - THC150	● 300 1041 - AMP	● 300 1041 - BAR	● 300 1041 - BZO	● 10 1041 - BUP	● 300 1041 - COC	● 500 1041 - MDMA	● 300 1041 - MET	● 300 1041 - MTD	● 300 1041 - MOP	● 1000 1041 - TCA	● 100 1041 - COT
6 drogues réf. 1046	● 50		● 300			● 10	● 300		● 300		● 300		
8 drogues réf. 1048	● 50		● 1000		● 300	● 10	● 300	● 500		● 300	● 300		
11 drogues réf. 10411	● 50		● 300	● 300	● 300	● 10	● 300	● 500	● 300	● 300	● 300	● 1000	

Tous les paramètres présents dans le tableau ci-dessus sont disponibles pour personnaliser les tests selon votre besoin.



toda Drugdiag® Cup 2S

Test de dépistage des drogues dans l'urine - format Cup



CONTENU DE LA BOÎTE

- 4 tests format CUP
- emballés individuellement
- 1 notice détaillée



Prélèvement
urinaire


CARACTÉRISTIQUES

Temps d'interprétation : 5 minutes
Conservation : 2 - 30°C

AVANTAGES DU TEST

- + Apparition des résultats en 5 minutes
- + Test non falsifiable
- + Confidentialité des résultats grâce à la languette détectable
- + Test étanche

PROCÉDURE D'UTILISATION



Références :

Coffret de 4 tests Toda Drugdiag 6+ CUP 2s :
1046 - CUP2S+
Coffret de 4 tests Toda Drugdiag 11 CUP 2s :
10411 - CUP2S



Toda Drugdiag	Drogues détectées, seuil : ng/mL										
	THC	AMP	BAR	BZO	BUP	COC	MDMA	MET	MTD	MOP	TCA
6+ Cup 2S	● 50	● 1000				● 300	● 1000	● 1000		● 300	
11 Cup 2S	● 50	● 300	● 300	● 300	● 10	● 300	● 500	● 300	● 300	● 300	● 1000

réf. 10411-CUP2S

Tous les paramètres présents dans le tableau ci-dessus sont disponibles pour personnaliser les tests selon votre besoin.

AMA

PRÉVENTION

toda Drugdiag® Cup 2S

Drug Testing in Urine - Cup Format



BOX CONTENTS

- 4 Cup format tests,
- individually wrapped
- 1 detailed instruction manual



Sample Collection
urine


FEATURES

Interpretation time: 5 minutes
Storage: 2 - 30°C

TEST ADVANTAGES

- Results appear in 5 minutes
- Tamper-proof test
- Confidential results with detectable strip
- Waterproof test

USAGE PROCEDURE



References:

Box of 4 Toda Drugdiag 6+ CUP 2S tests:
1046 - CUP2S+

Box of 4 Toda Drugdiag 11 CUP 2S tests:
10411 - CUP2S



Toda Drugdiag	Detected drugs, threshold: ng/mL										
	THC	AMP	BAR	BZO	BUP	COC	MDMA	MET	MTD	MOP	TCA
6+ Cup 2S	● 50	● 1000				● 300	● 1000	● 1000		● 300	
11 Cup 2S	● 50	● 300	● 300	● 300	● 10	● 300	● 500	● 300	● 300	● 300	● 1000

réf. 10411-CUP2S

All the parameters listed in the table above are available to customize the tests according to your needs.



Drugdiag® 3THC

Test de dépistage de THC dans l'urine (3 niveaux de seuil)



CONTENU DE LA BOÎTE

- 8 cassettes à tremper emballées individuellement
- 1 notice détaillée
- Pots à urine (optionnel)



**Prélèvement
urinaire**

CARACTÉRISTIQUES

Temps d'interprétation : 5 minutes
Conservation : 2 - 30°C


AVANTAGES DU TEST

- + Test réalisable en moins d'1 minute
- + Apparition des résultats en 5 minutes
- + Interprétation rapide et simplifiée
- + Conservation à température ambiante
- + Utilisation sans pipette


Référence :

Coffret de 8 tests : 1041-3THC
Pot à urine : PT08.1

PROCÉDURE D'UTILISATION



Toda Drugdiag 3THC Calibrateurs 11-nor-carboxy-Δ9 THC	Drogué détectée, seuil : ng/mL		
	Cannabis (THC)		
	● 20	● 50	● 150



toda Drugdiag® T

Test de dépistage des drogues dans l'urine - test à tremper



CONTENU DE LA BOÎTE

- 25 cassettes à tremper
- emballées individuellement
- 1 notice détaillée
- Pots à urine (optionnel)



Prélèvement
urinaire


CARACTÉRISTIQUES

Temps d'interprétation : 5 minutes
Conservation : 2 - 30°C

AVANTAGES DU TEST

- + Test rapide et facile à utiliser
- + Réalisation en moins d'1 minute
- + Conservation à température ambiante
- + Utilisation sans pipette

PROCÉDURE D'UTILISATION



Références :

Se référer au tableau ci-dessous



Drogues détectées, seuil : ng/mL

Toda Drugdiag	THC	AMP	BAR	BZO	BUP	COC	MDMA	MET	MTD	MOP	TCA	EDDP	TML	FYL	KET
2T réf. 1042T-A	● 50					● 300									
6T réf. 1046T-A	● 50			● 300	● 10	● 300			● 300	● 300					
10T réf. 1040T-B	● 50	● 300		● 300	● 10	● 300		● 1000	● 300	● 300			● 100	● 20	
13T réf. 10413T-A	● 50	● 300	● 300	● 300	● 10	● 300	● 300	● 1000	● 300	● 300	● 1000		● 100	● 20	

Tous les paramètres présents dans le tableau ci-dessus sont disponibles pour personnaliser les tests selon votre besoin.



Éthylotest électronique

Éthylotest électronique permettant de contrôler le taux d'alcoolémie



Références :

Kit : 01010B-01

Sachet 100 embouts : A-000000-00185

Recalibrage : 01010B-03

CONTENU DU KIT

- 1 éthylotest électronique
- 10 embouts bucaux avec clapet anti-retour
- 1 pile 9V alcaline
- 1 prise allume-cigare DC 12V adaptateur
- Jack
- 1 pochette de rangement avec dragonne de transport
- 1 notice d'utilisation multilingue

Conforme à la Norme
NFX 20-704



CARACTÉRISTIQUES

Équipé d'un capteur de pression respiratoire et d'un capteur électrochimique

AVANTAGES DU TEST

- + Fourni dans un étui de protection
- + Dispose d'une batterie
- + Fonctionne avec un chargement sur secteur
- + Facile à utiliser

Éthylotest chimique

Éthylotest chimique permettant de contrôler le taux d'alcoolémie



Références :

Éthylotest sans ballon - écologique 0,25mg/L :
OPFREDRIVE025

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 test réactif
- 1 notice détaillée

Conforme à la Norme
NFX 20-702



CARACTÉRISTIQUES

Seuil de détection : 0,25 mg/L d'air expiré
0,5 g/L de sang
Utilisation : 5°C à 40°C
Conservation : -20°C à 70°C

AVANTAGES DU TEST

- + Rapide à réaliser et facile à interpréter
- + Réalisation en moins d'1 minute

Pour les tests drogue

NOS PARAMÈTRES DISPONIBLES

Souhaitez-vous composer un test de dépistage de drogues selon vos besoins ? Vous pouvez nous soumettre la composition de votre choix et nous nous chargerons de vérifier sa faisabilité.

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Amphétamine | <input type="checkbox"/> Ecstasy (MDMA) | <input type="checkbox"/> Méthylphénidate |
| <input type="checkbox"/> Antidépresseurs | <input type="checkbox"/> EDDP | <input type="checkbox"/> Morphine/ Opiacés |
| <input type="checkbox"/> Barbiturates | <input type="checkbox"/> Ethylglucoronide | <input type="checkbox"/> Oxycodone |
| <input type="checkbox"/> Benzodiazépines | <input type="checkbox"/> Fentanyl | <input type="checkbox"/> Paracétamol |
| <input type="checkbox"/> Buprénorphine | <input type="checkbox"/> Kétamine | <input type="checkbox"/> Phencyclidine |
| <input type="checkbox"/> Cannabinoïdes | <input type="checkbox"/> MDA | <input type="checkbox"/> Propoxygène |
| <input type="checkbox"/> Cocaïne | <input type="checkbox"/> Métamphétamine | <input type="checkbox"/> Spice/K2 |
| <input type="checkbox"/> Cotinine | <input type="checkbox"/> Méthadone | <input type="checkbox"/> Tramadol |
| <input type="checkbox"/> Créatine | <input type="checkbox"/> Méthaqualone | <input type="checkbox"/> Zolpidem |

D'autres combinaisons de drogues sont disponibles sur demande

Formats disponibles

- Urinaire : Cassette avec pipette
- Urinaire : Cassette à tremper
- Urinaire : Cup
- Salivaire

Types de résultats

- Qualitatif
- Semi-quantitatif

**Votre sécurité,
Notre priorité**

The logo for AMA Prévention is a white speech bubble with a tail pointing towards the bottom right. Inside the bubble, the word "AMA" is written in a large, bold, sans-serif font, and the word "PRÉVENTION" is written in a smaller, bold, sans-serif font below it. The entire logo is centered within a large, thick, orange circular graphic that is partially cut off at the top and bottom edges.

AMA
PRÉVENTION

AMA Prévention

2 rue du Rhin Napoléon
67000 STRASBOURG,
France

Tél : +33 (0)7 71 00 66 08
info@ama-prevention.fr
www.ama-prevention.fr

