

La technologie exclusive Propaq® franchit un nouveau cap pour répondre aux besoins des environnements hospitaliers d'aujourd'hui.

Écran couleur grand format en option.

Le Propaq® LT peut être connecté à un écran couleur indépendant de 15 à 21 pouces qui vous permet la visualisation en temps réel de 4 ou 9 courbes. L'association du Propaq® LT et de son grand écran démontre la puissance du concept du "flexible monitoring" de Welch Allyn.



Vous pouvez choisir entre 4 ou 9 courbes et visualiser toutes les données numériques en temps réel y compris les limites d'alarme.



Écran couleur grand format sur fixation murale.



Tous les moniteurs de signes vitaux Propaq® sont livrés en standard avec la technologie Smartcut®, une nouvelle référence pour la précision de la PNI. Ce logiciel breveté offre des performances et une précision à la pointe du progrès en présence d'artéfacts de mouvements.



Ce moniteur est validé pour l'utilisation durant toutes les phases de vol à bord d'avions de l'armée américaine.
MIL STD 461E
Armée: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103



Seuls les capteurs de saturation Masimo SET®, incluant les câbles LNCS et les capteurs usage unique NR, doivent être utilisés avec l'option de saturation Masimo. Masimo, Masimo SET, LNCS et NR sont des marques déposées de la société MASIMO.



Utiliser exclusivement les capteurs pour oxymétrie de pouls Nellcor®, y compris les capteurs adhésifs à usage unique OxiMax® avec l'option oxymétrie de pouls Nellcor®. Nellcor® est une marque déposée de Nellcor Puritan Bennett Inc.

Intégrer les technologies les plus récentes

Le Propaq LT® peut communiquer avec tout ordinateur Windows 2000/XP par un port USB, ce qui permet à l'utilisateur de préconfigurer le moniteur, d'imprimer les tendances tabulaires et les événements mémorisés des patients. Les tendances tabulaires et les événements mémorisés des patients peuvent être convertis en format PDF pour une intégration facile dans les Dossiers Médicaux Electroniques. Et avec l'option de connectivité sans fil à la station centrale Acuity®, le Propaq LT® peut s'intégrer dans le réseau FlexNet™ déjà existant dans votre hôpital.



Suffisamment petit pour se tenir sur une table de chevet, assez léger pour être utilisé en ambulatoire, fixez simplement le Propaq® LT sur sa station d'accueil pour l'utiliser au chevet du patient.

Pour plus d'informations sur le Propaq® LT, contactez votre représentant Welch Allyn.

Welch Allyn France,
Immeuble Le Galilée, 10 rue Fontaine Rouge,
Val d'Europe, 77700 CHESSY
Tel: +33 (0) 1 60 09 33 66 Fax: +33 (0) 1 60 09 67 97

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™



Propaq® LT | Moniteur continu facile à mettre en place

Maintenant disponible
avec la technologie
Masimo SET®

Propaq® LT de Welch Allyn

Il ne va pas seulement changer la manière dont vous surveillez vos patients, mais également l'endroit où vous pourrez le faire.



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Le moniteur Propaq® LT de Welch Allyn

Pour surveiller plus de patients où vous le voulez, quand vous le voulez.



La fiabilité, la robustesse, l'intuitivité et le prix se combinent pour vous offrir le moniteur le plus polyvalent actuellement sur le marché.

Le Propaq® LT est le moniteur idéal à ce jour pour l'environnement hospitalier dans sa globalité, en vous permettant d'étendre la surveillance continue dans des zones de l'hôpital où cela était impossible dans le passé en raison des difficultés techniques et économiques. Grâce à sa grande facilité d'utilisation et de configuration, le Propaq® LT est le choix parfait pour les infirmières des services de soins généraux. Fidèle à la qualité légendaire Propaq®, il est robuste et fiable et donc totalement adapté pour les services d'urgences, les transferts intra-hospitaliers et le transport en pré-hospitalier.

Le Propaq® LT équivaut donc à 4 moniteurs (ambulatoire, de chevet, de transport et de transfert) pour le prix d'1!

Le seul moniteur que vous pouvez utiliser quand vous le voulez et où vous le voulez.




Équipé avec l'écran couleur grand format en option et de la station d'accueil, le Propaq® LT est idéal pour être utilisé comme moniteur de chevet. Et, avec une conception révolutionnaire qui le rend assez léger pour s'adapter sur une potence, assez robuste pour le transport aérien, et assez souple pour les applications pédiatriques, le Propaq® LT vous donne la puissance de surveiller plus de patients dans encore plus d'endroits qu'auparavant.

TAILLE RÉELLE PRÉSENTÉE :
Le Propaq LT® de Welch Alllyn
pèse moins d'un kilo.



Les caractéristiques avancées de Masimo incluent l'identification du signal et la qualité de l'indicateur (SIQ) et l'indice de perfusion (PI), comme montré ci-dessous dans la tendance tabulaire avec une courbe.



Vous pouvez basculer rapidement entre trois modes d'affichage disponibles. Configurable au choix parmi 5 modes d'affichages. Affichage numérique en grands caractères illustré sur le moniteur et ci-dessus deux courbes et tendance tabulaire avec une courbe.

Principales caractéristiques:

- Qualité et robustesse légendaire du Propaq®, avec une résistance aux chocs jusqu'à 75 G
- Fréquence cardiaque, ECG 3 ou 5 dérivations, SpO₂, PNI, respiration
- SpO₂ Masimo SET® filtrant les artéfacts de mouvement ou SpO₂ Nellcor®
- PNI Smartcuf® filtrant les artéfacts de mouvement
- Modes nouveau-né, enfant et adulte
- Monitoring continu ou prise ponctuelle des constantes
- Tendances tabulaires et graphiques sur 24 heures
- Enregistre jusqu'à 20 événements de 21 secondes sur la totalité des paramètres monitorés
- Connectivité sans fil FlexNet™ vers la station centrale Acuity® de Welch Alllyn (en option)
- Certification par l'armée américaine de navigabilité en avion et hélicoptère

