


Aiguilles tout inox



Tout en inox, cette série d'aiguilles est d'une grande précision dimensionnelle. Elles permettent la dépose de 1 à 4 doses précises et simultanées, ce qui offre une meilleure répartition de la dose sur une surface.


Aiguilles simples tout inox



Gage	Réf.	Ø int.mm	Ø ext.mm	Long.mm
13	561345	2.00	2.40	15.00
14	561346	1.50	2.00	15.00
15	561347	1.40	1.80	15.00
16	561348	1.20	1.60	15.00
17	561349	1.00	1.40	15.00
18	561123	0.80	1.20	15.00
19	561350	0.65	1.00	15.00
20	561124	0.60	0.90	15.00
21	561151	0.50	0.80	15.00
22	561616	0.40	0.70	15.00
22	561125	0.40	0.70	15.00
23	561351	0.30	0.60	15.00
24	561352	0.28	0.55	15.00
25	561126	0.25	0.50	15.00
26	561353	0.25	0.45	15.00
27	561354	0.20	0.40	15.00

En boîte de 12


Aiguilles doubles tout inox



Gage	Réf.	Ø int.mm	Ø ext.mm	Long.mm
16	561348-2	1.20	1.60	20.00
17	561349-2	1.00	1.40	20.00
18	561123-2	0.80	1.20	20.00
19	561350-2	0.65	1.00	20.00
20	561124-2	0.60	0.90	20.00
21	561151-2	0.50	0.80	20.00
22	561125-2	0.40	0.70	20.00
23	561351-2	0.30	0.60	20.00
24	561352-2	0.28	0.55	20.00
25	561126-2	0.25	0.50	20.00
26	561353-2	0.25	0.45	20.00
27	561354-2	0.20	0.40	20.00

A l'unité


Aiguilles triples tout inox



Gage	Réf.	Ø int.mm	Ø ext.mm	Long.mm
18	561123-3	0.80	1.20	20.00
19	561350-3	0.65	1.00	20.00
20	561124-3	0.60	0.90	20.00
21	561151-3	0.50	0.80	20.00
22	561125-3	0.40	0.70	20.00
23	561351-3	0.30	0.60	20.00
24	561352-3	0.28	0.55	20.00
25	561126-3	0.25	0.50	20.00
26	561353-3	0.25	0.45	20.00
27	561354-3	0.20	0.40	20.00

A l'unité

Aiguilles quadruples tout inox



Gage	Réf.	Ø int.mm	Ø ext.mm	Long.mm
18	561123-4	0.80	1.20	20.00
19	561350-4	0.65	1.00	20.00
20	561124-4	0.60	0.90	20.00
21	561151-4	0.50	0.80	20.00
22	561125-4	0.40	0.70	20.00
23	561351-4	0.30	0.60	20.00
24	561352-4	0.28	0.55	20.00
25	561126-4	0.25	0.50	20.00
26	561353-4	0.25	0.45	20.00
27	561354-4	0.20	0.40	20.00

A l'unité