

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Poste de désinfection des mains avec tourniquet**

Code Bobet : **13752 : Gauche**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Ce poste de désinfection, équipé d'un tourniquet (tripode) peut être installé à l'entrée des zones de productions ou des vestiaires, pour que le personnel soit obligé de se désinfecter les mains.

Il assure une hygiène parfaite des mains du personnel et des visiteurs s'il est situé dans un passage obligatoire en entrée et/ou en sortie de production, entrant ainsi en conformité avec les normes HACCP.

- Efficace et sûr : le tripode n'est libéré qu'après désinfection simultanée des deux mains (deux buses = une par main)

- Fabrication en inox NF EN 1.4307 (AISI 304L)

- Le produit désinfectant est distribué par une pompe péristaltique PR7

- Livré sans fixation, 2 possibilités :

* Soit une murale (code 19726) : cet équipement n'exige aucun mur porteur spécial ni renforts. Il doit impérativement être fixé à un mur pouvant en supporter le poids

* Soit sur pied (code 13856)

- Produit désinfectant : Utiliser un gel hydro-alcoolique. Nous vous proposons le gel de désinfection code Bobet 17533 (gel de désinfection hydro-alcoolique sans colorant et sans parfum, désinfection des mains par friction) (un bidon inclus)

N.B. Possibilité également de remplacer le gel hydro-alcoolique par un savon liquide (Par exemple code Bobet 21676: Savon antiseptique RC MANO)

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET ELECTRIQUES

- Dimensions hors tout (du poste uniquement): L.800 x l.956 x hauteur 1018 mm

- Dimensions hors tout (avec le tripode): L.1007 x l.956 x hauteur 1018 mm

- Poids : 70 kg

- Alimentation électrique : 230V / 50Hz

- Indice de protection : IP55

N.B.: En standard, le tourniquet est bloqué dans le sens du retour. Il est possible de le libérer afin d'utiliser dans les deux sens ce poste de désinfection des mains . Dans ce cas, il faut impérativement préciser (lors de vos demandes ou commandes) : "Passage dans les deux sens, tourniquet libre sur le retour"


Deux modèles disponibles : version droite pour une fixation de cet équipement sur la droite ou version gauche pour une fixation sur la gauche.

ALIMENTARITE :


Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".

POSTE HYGIENE TRIPODE GAUCHE
CODE ARTICLE : 13752



POSTE HYGIENE TRIPODE DROIT
CODE ARTICLE : 19758



Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier