



# Circuit du médicament et des DM | Gamme préparation du médicament

## RECONDITIONNEMENT UNITAIRE

Notre système de reconditionnement unitaire facilitera la dispensation nominative et unitaire au sein de votre établissement.

**Un pack complet** vous est proposé avec un lot d'étiquettes, un lot de blisters adaptés, un plateau de préparation et un logiciel de marquage d'étiquettes.



- Respect du contrat de bon usage du médicament
- Facilité de marquage des étiquettes
- Conditionnement unitaire des formes sèches
- Identification complète du médicament
- Blister scellé par une étiquette


## GAMME PRÉPARATION DU MÉDICAMENT

### RECONDITIONNEMENT UNITAIRE

#### LES BLISTERS ANTI-UV

Ils sont composés de 45 alvéoles détachables à l'unité ou en bandes, après le collage des étiquettes marquées. Une amorce de décollage de l'étiquette est prévue. Ils existent en 2 profondeurs.

Désignation	Référence
<b>100 planches de blisters avec 45 alvéoles</b> - H. 11 mm	FIC21511
<b>100 planches de blisters avec 45 alvéoles</b> - H. 29 mm	FIC21512



#### LES ÉTIQUETTES

- Repiquables avec une imprimante LASER
- Matière : complexe papier spécial repiquage + isolant aluminium + adhésif + protecteur siliconé sectionné
- Format : planche A4 de 45 étiquettes de 30 x 30 mm


Désignation	Référence
<b>100 planches d'étiquettes ROUGES imprimables</b> - Liste 1	FIC21501
<b>100 planches d'étiquettes VERTES imprimables</b> - Liste 2	FIC21502
<b>100 planches d'étiquettes BLANCHES imprimables</b> - Hors liste	FIC21503



#### LE PLATEAU ÉTIBLIZ®

C'est un appareil étudié pour faciliter la pose manuelle des étiquettes sur les blisters. D'une conception judicieuse, il permet un ajustage précis et simplifie les manipulations.

Désignation	Référence
<b>Plateau de préparation Etibiliz®</b>	FIC21500



#### LE LOGICIEL

Il permet le marquage des étiquettes, sur un seul poste ou en réseau.

Désignation	Référence
<b>Logiciel de repiquage monoposte</b>	FIC21520
<b>Logiciel de repiquage réseau multipostes</b>	FIC21521



Équipements complémentaires

Découvrez notre écrase-comprimés manuel Tookan® sur la fiche correspondante.  
Consultez également la documentation sur le broyeur de comprimés électrique Severo® !