

# STEAMBIO 3000, le nettoyage par la vapeur

Utilisation Professionnelle semi-intensive  
Vapeur + produit

www.iblspecific.com - contact@iblspecific.com - 01 41 98 32 20



## Steambio 3000 : Générateur de vapeur + produit



Steambio 3000 :

- Vapeur haute température bactéricide
- Très petite, elle se faufile entre les sièges des trains et des avions
- Injection de détergent pour travaux difficiles
- Sa côle inox lui assure une robustesse très importante
- Avec un seul bouton, elle est très simple d'utilisation

La Steambio 3000 permet d'effectuer un nettoyage et une décontamination des surfaces (pré-désinfection) afin de réaliser ensuite une désinfection terminale et normée avec notre matériel MINIBIO, AIRBIO ou encore STAMBIO.

## Les avantages du nettoyage par la vapeur

- Un nettoyage plus rapide sur toutes les surfaces planes et aux formes complexes : radiateurs, chariots, roulettes, lits, siphons, etc.
- Un nettoyage plus facile, plus rapide et plus efficace des surfaces ou recoins réputés difficiles à nettoyer : rebords de fenêtres, plinthes et angles de plinthes, encadrures de portes, etc.
- Un nettoyage des parties électriques ou électroniques, suivant une procédure bien précise, sans risques ni dommages : interrupteurs, prises électriques, supports de lampes, blocs moteurs, etc.
- Un nettoyage plus écologique, puisque l'usage de détergent est limité à 50 % des applications, au lieu de 100 % avec la méthode traditionnelle.
- Un nettoyage plus économique, par l'utilisation de l'eau seule dans 50 % des applications et le gain de temps réalisé par l'opérateur (pas d'essuyage grâce à la fonction aspiration).
- Un nettoyage valorisant, plus sain et moins fatiguant pour l'opérateur.

# STEAMBIO 3000, le nettoyage par la vapeur


Utilisation Professionnelle semi-intensive

Vapeur + produit

www.iblspecific.com - contact@iblspecific.com - 01 41 98 32 20



## Présentation de la machine



## Fonctionnement

### Les étapes d'un nettoyage vapeur grâce au Steambio 3000

**Attention ! Pour toute utilisation avec un produit dégraissant ou détergent veuillez nous contacter.**

- 1 Utiliser UNIQUEMENT de l'eau dans le réservoir à l'arrière de la ma-
- 2 Mettre en marche la machine, puis attendre environ 5min que la led verte soit allumée.
- 3 Passer avec le flexible dans tous les recoins en respectant les règles suivantes :
  - Aller du plus propre au plus sale.
  - Du haut vers le bas pour les surfaces verticales.
  - Toujours du plus éloigné au plus central.

# STEAMBIO 3000, le nettoyage par la vapeur

Utilisation Professionnelle semi-intensive

Vapeur + produit

www.iblspecific.com - contact@iblspecific.com - 01 41 98 32 20



## Caractéristiques techniques



<b>Poids</b>	<b>27kg</b>
<b>Puissance</b>	<b>3400 W (230 V)</b>
<b>Réservoir eau</b>	<b>5 litres</b>
<b>Flexible vapeur</b>	<b>jusqu'à 10 mètres</b>
<b>Sécurités électriques</b>	<b>Contrôle présence eau Débit régulé du produit Surchauffe chaudière Buse de sortie bouchée</b>
<b>Sécurités mécaniques</b>	<b>Soupapes chaudières Filtre à eau</b>
<b>Pression / T°C vapeur</b>	<b>6 bars/ 170°C</b>
<b>Structure</b>	<b>INOX AISI 304L 1,5MM</b>

## Domaines d'utilisation



Steambio 3000 s'utilise dans différents secteurs d'activités. Le nettoyage a pour objectif d'éliminer les souillures organiques, minérales et microbiennes. Il permet d'obtenir des surfaces propres avant de procéder à une désinfection.