



Mini centrifugeuse Fugevet+, trois vitesses

Réf. GDC005

Mini-centrifugeuse de conception moderne et de technologie avancée. Design esthétique et structure compacte.

Polyvalente, trois vitesses en une, 4-7-12.000 rpm et différents rotors interchangeables pour les microtubes de 1,5/ 2 mL, les microtubes de 0,5 mL, les barrettes de tubes PCR de 8 tubes de 0,2 mL ainsi que les hématocrites.

Facile à utiliser et doté des fonctions "soft start" et "soft stop". La conception empêche les gouttelettes de coller aux parois du tube. Convient aux tubes de microfiltration, à la centrifugation rapide, à la séparation des microcellules sanguines, au traitement des culots bactériens et à la centrifugation de partition dans les techniques PCR.

C'est la centrifugeuse idéale pour un usage personnel, toujours prête à centrifuger de petits échantillons, en cas de besoin.

- Elle ne peut pas fonctionner si le couvercle est ouvert.
- Couvercle transparent visible.
- Coussin en caoutchouc de silicone.
- Boucle pivotante ergonomique et facile d'accès.
- Taille compacte.

- Un simple changement de tête.
- Les matériaux à haute résistance de la centrifugeuse et du rotor peuvent résister à divers types de corrosion chimique, et le rotor peut être autoclavé.
- Grâce à l'adoption d'un moteur à aimant permanent CC à haute efficacité et d'un matériau RSS pour l'absorption des chocs, le fonctionnement est plus stable, avec un espace de rotation de 360°, sans angle inclus, une faible résistance au vent, une faible augmentation de la température, ultra-silencieux, et le bruit total est $\leq 43\text{dB}$.
- Un taux d'accélération/décélération plus rapide, nécessaire pour réaliser l'expérience en un temps plus court, en accélérant à plus de 95 % de la vitesse nominale en 3 secondes. Il existe deux façons plus simples de ralentir : appuyer sur le bouton d'ouverture du couvercle pour s'arrêter librement (≤ 15 secondes), et ouvrir complètement le couvercle pour freiner et ralentir (≤ 3 secondes).



Spécifications techniques

Référence	GDC005
Modèle	Fugevet+
Vitesse	4000 rpm / 7000 rpm / 12000 rpm
FCR	990 $\times g$ / 2910 $\times g$ / 5610 $\times g$
Capacité	Ver capacidad de los cabezales
Dimensions	155×168×118 mm
Poids	1.1 Kg
Alimentation	100-250 V/50-60 Hz
Consommation	25 W



Rotor angulaire



Rotor angulaire | GDF007
1.5/2 mL×8
4000 rpm/990 ×g
7000 rpm/2910 ×g
12000 rpm/5610 ×g



Rotor angulaire | GDF010
0.2 mL×8×4
4000 rpm/536 ×g
7000 rpm/1643 ×g
12000 rpm/3354 ×g



Rotor angulaire | GDF013
1.5 mL×6+0.5 mL×6+0.2 mL×8×2
4000 rpm/912 ×g
7000 rpm/2793 ×g
12000 rpm/5701 ×g



Rotor micro-hématocrite | GDF005
20 µl×12
12000 rpm y 8371 ×g
Longueur du capillaire 40 mm



Rotor angulaire | GDF006
4 cryotubes x 5 mL
7000 rpm / 3180 ×g


Accessoires incluant



Adaptateur | GDF001
Tubes de 0,2 mL



Adaptateur | GDF002
Tubes de 0,5 mL



Adaptateur | GDF009
Cryotubes 1,8 mL

Lecteur micro-hématocrite | GDF018

Compatibilité des accesories

Réf.	Description	Tubes nécessaires	Utilisé dans	Inclus
GDC005				
GDF007	Rotor 8 microtubes 1.5/2 mL, Fugevet+	Fond rond/conique en PP avec couvercle	Centrifugeuse	Oui
GDF010	Rotor PCR, 4 x 8 x 0,2 ml bandes	Tube PCR à fond conique en PP avec bouchon	Centrifugeuse	Oui
GDF013	Rotor 6x1,5 mL + 6x0,5 mL +	Fond rond/conique en PP avec couvercle 2 bandes PCR 8x0,2mL	Centrifugeuse	Oui
GDF005	Rotor de micro hématocrite	Tube capillaire Ø 1,5 mm × L40 mm	Centrifugeuse	Oui
GDF006	Rotor 4 cryotubes 5 mL	Cryotube 5 mL	Centrifugeuse	Oui
GDF002	Adaptateur pour microtubes 0,5 mL,	Fond conique en PP avec couvercle série 2507	GDF007	Oui
GDF001	Adaptateur pour microtubes 0,2 mL,	Fond conique en PP avec couvercle série 2507	GDF007	Oui
GDF009	Adaptateur pour cryotube 1,8 ml	Cryotube 1.8 mL	GDF006	Oui
GDF018	Lecteur de microhématocrite	-	GDF005	Oui

TUBES RECOMMANDÉS

Microtubes de 0,2 mL	BGN003, BGN026
Microtubes de 0,5 mL	BGN004
Microtubes de 2 mL	BGN025
Microtubes 1,5 mL	BGN005, BGN011, BGN012, BGN013, BGN014, BGN015, BGN027
Bande de microtubes de 8×0,2 mL	BGN006
Capillaire micro-hématocrites	ZMB048