

ARMOIRE À MÉDICAMENT

- Température +5°C
- Porte vitrée

FKVM 2613
FKVM 3613
FKVM 5413



FKVM 2613



FKVM 3613



FKVM 5413

LES PLUS PRODUITS



Régulation électronique

- Affichage 0,1° C
- Alarme sonore porte et température
- Contact pour report d'alarme
- Alarme porte ouverte (sur appareil)
- Mémorisation des alarmes



en accessoire

Tiroir ALUCOOL

Tiroir aluminium télescopique sur glissières coulissantes. Garanti une très bonne inertie thermique et facilite les manipulations. Très bonne visibilité et accessibilité. Bloc tiroir se mettant à l'emplacement d'une grille, possibilité de moduler l'agencement de l'appareil selon la hauteur des boîtes, permet de libérer un espace important sur grille pour le stockage des vaccins. Tiroirs modulable latéralement et en profondeur, séparateur alu et curseur plexi mobile avec porte étiquette.

DÉFINITION

- Régulation électronique accessible après ouverture de porte
- Capacité 236, 335 et 544 litres
- Isolation polyuréthane 45 mm - Cuve ABS
- Grille acier - chargement 45 kg par grille
- Carrosserie en acier traité époxy gris
- Porte vitrée réversible avec rappel automatique
- Eclairage LED
- Porte avec serrure à clé
- Fluide R600a
- Conforme aux directives CE, ISO9001 et ISO14001

OPTIONS

- Qualification Cofrac avant livraison CA 2

TECHNOLOGIE


- Refroidissement ventilé +5° C +/- 3° C certifié Cofrac¹
- Système frigorifique avec dégivrage automatique et évaporation des condensats
- Thermostat de sécurité et tôle de protection « anti-congélation »

ACCESSOIRES

- Grille FKVM 26/36 - (l_{xp}) 498x425 mm
- Grille FKVM 54 - (l_{xp}) 645x550 mm
- Tiroir ALUCOOL
- Tiroir FLEXMODUL (uniquement sur FKVM 26 et 36)
- Enregistreur mobile EJ32


GESTION DES ALARMES

Nos appareils disposent d'un contact report d'alarme (sortie câble à l'arrière de l'appareil) qui permet soit de se connecter à la télésurveillance de l'officine soit à un transmetteur téléphonique (à effectuer par un prestataire agréé).



L'Ordre des Pharmaciens dans ces recommandations de stockage préconise un système d'alerte télétransmissible vers une personne apte à intervenir afin de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter la perte de produit.²

ERGONOMIE



- Largeur réduite 600 mm (750 pour FKVM 5412)
- Porte pleine réversible avec serrure
- Rappel automatique de porte

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FKVM 2613	FKVM 3613	FKVM 5413
Volume brut/utile (l.)	236/230	335/329	544/520
Température pré-réglée	+5°C	+5°C	+5°C
Refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé
Régulation électronique	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C
Hygrométrie (%)	65-75	65-75	65-75
Dégivrage	automatique	automatique	automatique
Évaporateur	arrière /protégé	arrière /protégé	arrière /protégé
Condenseur	statique	statique	statique
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	150	160	200
Consommation (kWh/24h)	1,0	1,2	1,4
Fluide	R600a	R600a	R600a
Température ambiante	+15°/+25°C	+15°/+25°C	+15°/+25°C
Niveau sonore dB (A)	45	45	45

Équipement

Grille acier plastifié (lpx) (mm)	498x425 - Nb 4	498x425 - Nb 5	645x550 - Nb 5
Hauteur de réglage/Nbr max. (mm)	32 mm / 21	32 mm / 34	32 mm / 30
Tiroirs n max./dim. utile mm (lpxh) (mm)	6/470x370x65	10/470x370x65	10/605x500x65
Charge admissible par grille (kg)	45	45	45
Charge admissible appareil (kg)	154	214	304

Dimensions / Poids

Appareil (hxlxp) (mm)	1250x600x610	1640x600x610	1640x750x730
Cuve (hxlxp) (mm)	1060x470x455	1452x470x455	1452x590x560
Emballé (hxlxp) (mm)	1306x620x709	1696x620x709	1696x770x800
Poids brut/net (kg)	54/50	64/59	78/72

¹ appareil tête de série qualifié par un organisme accrédité Cofrac - valeurs pour ambiance 22°C.

² ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'était pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système était inopérant.