


Applicateur de film micrométrique

Avec l'applicateur micrométrique BYK-Gardner, la hauteur de fente est réglable. Les plaques d'appui s'élargissent vers le bas, elles empêchent les coulures de peinture pendant l'application. Par un ajustement de la lame du fendoir, la hauteur de fente peut être réglée tous les 10 microns dans l'intervalle de 0 à 3800 microns.

L'applicateur est constitué de deux plaques d'assise et d'un pont qui est relié à l'arête supérieure de la lame de tirage au moyen de deux micromètres munis de ressorts à lames: l'ajustement de la hauteur de fente est ainsi rendu possible. La lame de tirage et les plaques d'appui sont en aluminium de 6,4 mm. Les plaques d'appui empêchent le produit échantillon de s'écouler sur les côtés pendant le processus d'étalement.



Modèle manuel le plus polyvalent

Normes

| | |
|-------------|--|
| ASTM | D 823-53 (1970) |
| FTMS | No. 141a, Meth. 2161, 2162, 4255, 6266 |

Référence de commande

| Réf. | Désignation |
|---------|-----------------------------------|
| PA-4301 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-4302 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-4303 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-4304 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-4305 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-2325 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-2326 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-2327 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-2328 | Applicateur de film micrométrique |
| PA-2329 | Applicateur de film micrométrique |

Caractéristiques techniques

| Largeur de lame | Hauteurs de fente | Dimensions | Poids |
|-----------------|-------------------|---|------------------|
| 2 in | 0-150 mils | 102 x 102 x 63.5 mm (4 x 4 x 2.5 in) | 1.1 kg (2.5 lbs) |
| 4 in | 0-150 mils | 102 x 102 x 114 mm (4 x 4 x 4.5 in) | 1.4 kg (3.0 lbs) |
| 6 in | 0-150 mils | 102 x 102 x 165 mm (4 x 4 x 6.5 in) | 1.8 kg (4.0 lbs) |
| 8 in | 0-150 mils | 102 x 102 x 216 mm (4 x 4 x 8.5 in) | 2.3 kg (5.0 lbs) |
| 12 in | 0-150 mils | 102 x 102 x 317.5 mm (4 x 4 x 12.5 in) | 2.7 kg (6.0 lbs) |
| 5.1 cm | 0-3800 µm | 102 x 102 x 63.5 mm (4 x 4 x 2.5 in) | 1.1 kg (2.5 lbs) |
| 10.2 cm | 0-3800 µm | 102 x 102 x 114 mm (4 x 4 x 4.5 in) | 1.4 kg (3.0 lbs) |
| 15.2 cm | 0-3800 µm | 102 x 102 x 165 mm (4 x 4 x 6.5 in) | 1.8 kg (4.0 lbs) |
| 20.3 cm | 0-3800 µm | 102 x 102 x 216 mm (4 x 4 x 8.5 in) | 2.3 kg (5.0 lbs) |
| 30.5 cm | 0-3800 µm | 102 x 102 x 317.5 mm (4 x 4 x 12.5 in) | 2.7 kg (6.0 lbs) |

Fournitures:

Applicateur micrométrique, boîte de rangement